

Hasi izomerősítő

1. Hogyan működik a készülék?

A {Six Pack} készlet alacsony elektromos áramot használ az izmok összehúzódsához és gyengéd masszázshoz, vagy hatékonyan erősíti az izmokat:

- Ellazítja a váll, a hát és a derék izmait.
- Javítja az izomfeszültséget
- Masszázs nyújtása

2. Specifikációk:

Feszültség:	Alkáli elem 1,5 V AAA x 2EA
Működési módok:	A-F (6 üzemmód)
Frekvencia:	1 ~ 100 Hz
A program időtartama:	12 perc
Kimenet:	Max. 9,8 mA
Méret:	21x10x2,3 cm
Súly:	57,4 g

3. A termék jellemzői:

3.1. Alacsony frekvenciájú terápia

A készülék elektromos energiát használva alacsony frekvenciájú impulzust hoz létre, amely pozitív hatással van a szervezetre. Állítsa be az intenzitását tetszése szerint. Az alacsony frekvencia gyengéd, masszírozó hatással van a testre.

3.2 6 program közül választhat

3.2.1 Egyszerűen válasszon a 6 üzemmód közül

3.2.2. A program 12 perc után automatikusan kikapcsol

4. A készülék használata



ON/INC: bekapcsolja/növeli az intenzitást

OFF/DEC: kikapcsolja/csökkenti az intenzitást

PROGRAM: váltás a programok között

Üzem módjelzők:



Ha megnyomja a "bekapcsolás/intenzitás növelése" gombot, a jelzőfény kigyullad, és fordítva, ha megnyomja a "kikapcsolás/intenzitás csökkentése" gombot, a jelzőfény kialszik.

- Mindkét gombnak 10 szintje van
- Váltás a programok között: 6 üzemmód közül választhat (A~F)
- Ha az akkumulátor lemerült, vegye le a fedelet az akkumulátortartóról és helyezze vissza, majd szerelje vissza a fedelet.

5. Hogyan kell használni a {Six pack} készletet

- Mindig tiszta és száraz bőrön használja
- Távolítsa el a védőfóliát a gélpárnákról
- Helyezze a készüléket a kívánt testrészre (has, lábak, vállak stb.)

!! NE KAPCSOLJA BE A KÉSZÜLÉKET A TESTRE HELYEZÉS ELŐTT.

!! NE ÉRINTSE MEG A RAGADÓS FELÜLETEKET, HOGY ELKERÜLJE A GÉLBETÉTEK ÉLETTARTAMÁNAK CSÖKKENÉSÉT..

6. Első használat

- Vegye ki a készüléket a dobozból
- Helyezze a készüléket a kívánt testrészre.
- Válassza ki a kívánt programot
- Az intenzitás beállítása
- A program időtartama 12 perc
- Nyomja meg többször a kikapcsoló gombot, amíg a fény ki nem alszik.

A készülék legfeljebb 12 percig használható egyszerre, naponta 2-3 alkalommal. Ha hosszabb ideig használja, akkor fáradtságot tapasztalhat.

Ne használja a készüléket 30 perccel étkezés után; a legjobb, ha zuhanyzás után, tiszta, száraz bőrön használja.

7. Karbantartás

- Használat után kapcsolja ki a gépet.
- Tegyen védőfóliát a gélpárnákra, hogy ragadósak és tiszták maradjanak.
- A szennyeződéseket nedves ruhával és enyhe tisztítószerrel tisztítsa meg.
- Ne tegye ki közvetlen napfénynek, hőnek, nedvességnek, tűznek, elektromosságnek stb.

- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.
- Vegye ki az akkumulátort a vezérlőből, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.

8. Akkumulátor

- Nyissa ki az elemtartó fedelét
- Helyesen helyezze be az akkumulátort (vegye figyelembe a + és - jelzést).
- Szerelje vissza a fedelet
- Kapcsolja be a készüléket, és ellenőrizze, hogy működik-e.

ÖSSZEFOGLALÓ:



1. Nyissa ki az elemtartót



2. Tegye be az elemeket (2xAAA)



3. Csatlakoztassa a vezérlőt a készülékhez



4. Távolítsa el a védőfóliát



5. Csatlakoztassa a vezérlőt a készülékhez



6. Tegye az övet a karra/lábra