

## Porszívó az eltömődött pórusokra



Modellszám: XN-8030

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

## Információk a felhasználók számára

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezeket a használati utasításokat, hogy megismerje, mire tervezték ezt a terméket, és mit kell tudnia. A terméket mindig a jelen utasításoknak megfelelően használja. Ezzel megelőzheti a termék esetleges sérülését és a személyi sérüléseket. Tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra.

## Alapvető termékinformációk

Ez a vákuumos pórustisztító egy kozmetikai eszköz mikrodermabráziós funkcióval. Tisztítja a pórusokat, és megszabadítja a bőrt a faggyútól és más szennyeződésektől. Ez a hordozható szépségsegítő 4 cserélhető szívófejjel van felszerelve (arcpeeling, bőrfeszesítés, pórustisztítás, mitesszer- és pattanáseltávolítás, ráncatlanítás). A Kilpor 2.0 pórusporszívó 5 fokozatú szívóerősséget kínál, hogy minden felhasználó igényeinek megfeleljen.

## Műszaki specifikációk

Modellszám: XN-8030

Termék méretei: 180\*40\*39 mm

Fogyasztás: 0.7W

Bemeneti feszültség: DC 5 V

Névleges áram: ≤500 mA

Akkumulátor kapacitás: 1000 mA

Töltési idő: körülbelül 90 perc

Üzemidő: kb. 2,5 óra

## A csomag tartalmazza:

- 1x főegység
- 4x multifunkciós fej (1x nagy kör alakú fej, 1x kis kör alakú fej, 1x ellipszis alakú fej, 1x ellipszis alakú fej, 1x fej szívószonda)
- 1x csomag szivacsok és gumigyűrűk
- 1x USB töltőkábel
- 1x felhasználói kézikönyv





## FIGYELMEZTETÉS

1. Győződjön meg róla, hogy az arca és a keze teljesen száraz, mielőtt a termékkel bálna. Ha folyadék kerül a készülékbe, a készülék károsodik.
2. Győződjön meg arról, hogy a szűrőszivacs megfelelően van-e behelyezve a szűrőcsészébe, hogy száraz-e, és hogy nincs-e benne víz vagy más folyadék. Ha bőre nedves vagy nedves, alaposan szárítsa meg. Ellenkező esetben szennyeződés, víz vagy más folyadék kerülhet a szivattyúba és eltömítheti a gépet, ami meghibásodást okozhat.
3. Ezt a készüléket nem szabad gyermekeknek vagy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve nem kellő tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyeknek használniuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy ha utasításokat kaptak a készülék használatára vonatkozóan. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.
4. Ez a készülék nem használható olyan felületeken, amelyeket megmunkáltak vagy amelyeken hegek vannak. Terhes nőknek és szívbetegségben szenvedőknek szintén nem ajánlott a termék használata.
5. Figyelmeztetés.
6. Ne viseljen nyakláncot, fülbevalót vagy más ékszert, amikor ezt a terméket használja. A nyakláncokat, fülbevalókat és egyéb ékszereket a termék használata előtt el kell tenni.
7. Ha a termék használata közben fájdalmat tapasztal, azonnal hagyja abba a használatát.
8. Ez a termék nem orvostechikai eszköz. A termék egyetlen része sem használható orvosi tanácsadásra, orvosi diagnózisra vagy kezelésre.
9. Ez a termék nem vízálló, és nem használható zuhanyzóban vagy más, nagy mennyiségű vizet tartalmazó helyen. Ne merítse a készüléket vízbe.
10. Ne tárolja ezt a terméket fürdőszobában vagy más, magas páratartalmú helyiségben.
11. Ne tárolja vagy használja ezt a terméket hő- vagy tűzforrás közelében.
12. Gyermekek elől elzárva tartandó. Ez a termék nem játék, és gyermekek nem használhatják. Ne tárolja ezt a terméket olyan helyen, ahová gyermekek hozzáférhetnek.
13. Ne használja a terméket irritált bőrön. Ha bőrirritáció lép fel, hagyja abba a használatát.
14. A berendezés szem közelében történő kezelésénél fokozott óvatossággal járjon el.
15. Ezt a készüléket kizárólag otthoni használatra, szárításra szánták.
16. Soha ne használja a terméket a szívófej nélkül a szívófúvókán.
17. Rendszeresen távolítsa el a port, szőszöket, szőrszálakat és egyéb szennyeződések, amelyek jelentősen csökkenthetik a készülék szívóteljesítményét vagy általános működését.
18. Használaton kívül tartsa a terméket hűvösen és szárazon.
19. Ne használja a készüléket, ha az nem úgy működik, ahogyan kellene, ha a földre esett, ha megsérült, ha a szabadban maradt, vagy ha vízbe esett.
20. Ezt a készüléket soha nem szabad bekapcsolni tisztítás, tartozékcsere vagy használaton kívüli állapotban.
21. Meghibásodás vagy sérülés esetén ne próbálja meg saját maga megjavítani, és gondoskodjon a termék megfelelő, a helyi törvényeknek megfelelő ártalmatlanításáról.

## Inštalácia kozmetickej sondy

Vložte filtračnú hubku do filtračného pohára (pozri obrázky):



Najprv odstráňte odsávaciu hlavu. Uchopte hlavu a otočte ňou v smere hodinových ručičiek.

Teraz uchopte uzáver trysky, otočte ním v smere hodinových ručičiek a potom ho vytiahnite.

Vyberte starú filtračnú hubku z filtračnej nádoby a vložte novú.

Uistite sa, že je filtračná špongia dobre usadená v pohári. Nasadte uzáver trysky späť na trysku (otočte uzáverom v smere hodinových ručičiek).

Teraz môžete nasadiť nasávaciu hlavu späť na miesto. Uchopte hlavu a otáčajte ňou v smere hodinových ručičiek, kým nezapadne späť do trysky.

Ak je silikónový krúžok poškodený alebo je filtračná špongia znečistená, vymeňte požadovaný diel za nový (pozri pokyny vyššie).

## Predtým, ako začnete

**Poznámka: Je veľmi dôležité, aby ste výrobok používali správnym spôsobom!**

Pred použitím výrobku by sa mali póry "otvoriť" horúcou vodou (najlepšie priložením horúceho uteráka na niekoľko minút), aby sa nečistoty dali ľahko vysať.

- Pred použitím prípravku naneste na pokožku horúci uterák alebo gél/krém na odstránenie čiernych bodiek na päť minút, aby ste najprv uvoľnili póry. úplne otvoriť. Tým sa zabezpečí najlepší možný výkon zariadenia.

- Po horúcom kúpeli alebo cvičení sa uistite, že póry nie sú upchaté a udržujte si tvár dostatočne vlhkú.

- Pomaly pohybujte zariadením po pokožke. Nezdržujte sa na jednom mieste dlhší čas, aby ste si neporanili pokožku. Prístroj dokáže odsávať kožný maz, mikrokomedóny, akné a čierne bodky, ktoré nie sú usadené príliš hlboko v pokožke.

Ak sú čierne bodky hlboko usadené, odporúčame používať tento výrobok spolu s pleťovým mliekom.

- Starostlivosť o pleť môžete podporiť používaním pleťového tonika alebo studenou vodou na zmenšenie veľkosti pórov.





**KROK 1:** Odstráňte make-up a vyčistite si tvár.

**KROK 2:** Naparte si tvár teplým uterákom alebo napařovačom, aby sa vám otvorili póry.

**KROK 3:** Naneste na pokožku pleťovú vodu, aby ste uvoľnili čierne bodky.

**KROK 4:** Vyberte si jednu zo štyroch sacích hlavíc podľa svojich potrieb. Začnite s najnižším stupňom sacieho výkonu.

**KROK 5:** Pohybujte hlavicou nad pórmí tam a späť konštantnou rýchlosťou. Pohybujte sa pomaly a nezostávajte dlho na jednom mieste, aby ste si neporanili pokožku. Zariadenie netlačte na pokožku ani ním nepohybujte vo zvislej polohe. Nezostávajte na jednom mieste dlhšie ako tri sekundy, inak vám na pokožke zostanú červené stopy a modriny.

**KROK 6:** Po vyčistení tváre naneste na ošetrované póry ľadový uterák, studenú vodu alebo esenciu na starostlivosť o pleť. Po očistení použite masku na tvár, aby ste čo najviac stiahli póry.

**Ako vybrať správnu úroveň sacieho výkonu?**

**Vysávač je určený pre rôzne typy pokožky.**

Úrovně 1 a 2 (mierne odsávanie) sú vhodné pre citlivú a suchú pokožku. Prístroj použite prvýkrát s kozmetickou sondou. Úroveň 3 (stredná úroveň odsávania) je vhodná pre neutrálnu pokožku.

Úroveň 4 (vysoká úroveň odsávania) je určená pre mastnú pleť. Úroveň 5 (najsilnejšia úroveň odsávania) je určená pre zmiešanú pleť s veľkými pórmí.

Ak raz stlačíte tlačidlo napájania, zariadenie sa prepne na úroveň 1 (mierna úroveň odsávania). Ak dvakrát stlačíte tlačidlo napájania, zariadenie sa prepne na úroveň 2 (mierna úroveň odsávania). Ak trikrát stlačíte tlačidlo napájania, zariadenie sa prepne na úroveň 3 (stredná úroveň odsávania). Ak štyrikrát stlačíte tlačidlo napájania, zariadenie sa prepne na úroveň 4 (vysoká úroveň odsávania). Ak päťkrát stlačíte tlačidlo napájania, zariadenie sa prepne na úroveň 5 (najvyššia úroveň odsávania). Ak šesťkrát stlačíte tlačidlo napájania, jednotka sa vypne.

## Dermaabrázia pokožky tváre

1. Očistite pokožku tváre mikrokryštálovou sondou a potom ju osušte.
2. Začnite od línie čeluste a pohybujte zariadením zdola nahor
3. Umiestnite zariadenie na tvár a pohybujte ním od stredy do oboch strán.
4. Umiestnite zariadenie na čelo a pohybujte ním od stredy k spodnej časti.
5. Umiestnite zariadenie do zóny 1 a pohybujte ním zdola nahor.

## Zbavte sa mikrokomedónov, kožného oleja, zvyškov kozmetiky a iných nečistôt

- 1) Použite veľkú alebo malú sondu (vyberte si nástavec podľa stavu vašej pokožky).
- 2) Priložte otvor sondy k oblasti kože, ktorú chcete ošetriť, a potom začnite sondou pohybovať jedným smerom. Nepohybujte ním tam a späť, ani ho nepoužívajte príliš dlho.



## Starostlivosť o jemné vrásky

- 1.) Používanie eliptickej hlavy
- 2.) Podľa potreby upravte sací výkon, aby ste mohli prístrojom ošetriť kútiky očí, nosa, úst a iné časti tváre.
- 3.) Priložte hlavicu na vybranú oblasť tváre na niekoľko sekúnd a potom ju opäť odsuňte od pokožky.

Tento postup opakujte 5 minút.

### Poznámky:

- Nezabúdajte na pohyb zariadenia; nezostávajú príliš dlho na jednom mieste.
- Pred použitím výrobku najprv na pokožku na päť minút priložte horúci uterák alebo gél/krém na odstránenie čiernych bodiek, aby sa póry úplne otvorili. Tým sa zabezpečí najlepší možný výkon zariadenia.

**UPOZORNENIE:** Neodsávajte nečistoty len z jedného miesta, pretože pokožka môže sčervenáť alebo sfialovieť. Ak je fialová alebo opuchnutá, okamžite prestaňte výrobok používať. Pripravte si studený obklad a potom horúci obklad, prípadne nasledujúci deň navštívte lekára.

**SPRÁVNE POUŽÍVANIE:** Nikdy nezostávajú na jednom mieste dlhší čas. Na jednom mieste ho používajte najviac tri sekundy. Prístroj nepoužívajte na pokožke vo vertikálnej polohe. Vždy ho posúvajte dopredu alebo dozadu, aby ste zabránili začervenaniu a podráždeniu pokožky.



## Údržba

Po každom použití opláchnite odsávaciu hlavu teplou vodou. Nechajte odsávaciu hlavu vyschnúť. Hlavnú jednotku nečistite vodou - nie je vodotesná. Môžete ho čistiť mäkkou vlhkou handričkou.

### UŽITOČNÉ TIPY

- Po použití čistiacieho prípravku nezabudnite na ošetrenú pokožku naniest' hydratačný krém.
- Nepoužívajte čistiacie prostriedky na tvár ani exfoliačné prípravky pred alebo po použití výrobku.
- Pri používaní vákuového čističa pórov nevyvíjajte na pokožku nadmerný tlak. Jeho sací výkon je dostatočný na účinné čistenie pórov.

Mierne začervenanie pokožky je úplne normálne a po krátkom čase zmizne.

**POZNÁMKA:** Vákuový čistič pórov sa môže používať raz týždenne na suchú pleť. Na mastnú a zmiešanú pleť sa môže používať dvakrát týždenne. Nepoužívajte výrobok dlhšie ako päť minút denne.

### RIEŠENIE PROBLÉMOV:

- Ak spotrebič nefunguje, skontrolujte, či je odsávacia hlava správne nainštalovaná a či nie je potrebné vyčistiť niektorý z komponentov.
- Ak spotrebič pracuje pomaly, vyčistite odsávaciu hlavu a nabite výrobok.

### Pokyny na recykláciu a likvidáciu výrobku



Tento symbol znamená, že tento výrobok by sa v Európskej únii nemal vyhazovať spolu s iným odpadom z domácností. Aby sa predišlo negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku nesprávneho nakladania s odpadom, tento výrobok sa musí likvidovať vhodným spôsobom, ktorý podporuje opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použitý výrobok, využite zberné miesta alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Maloobchodník môže výrobok prevziať a odovzdať ho na ekologickú recykláciu.



Táto značka je vyhlásením výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky príslušných právnych predpisov Európskej únie.