

{SIX PACK} SADA

1. Ako zariadenie funguje?

Súprava {Six Pack} využíva slabý elektrický prúd na kontrakciu svalov a poskytuje jemnú masáž alebo účinne

posilňuje svaly:

- Uvoľňuje svaly v ramenách, chrbte a páse
- Zlepšuje svalové napätie
- Poskytovanie masáže

2. Špecifikácie:

Napätie:	Alkalická baterie 1,5V AAA x 2EA
Prevádzkové režimy:	A-F (6 režimů)
Frekvencia:	1 ~ 100 Hz
Trvanie programu:	12 minut
Výstup:	Max. 9,8 mA
Veľkosť:	21x10x2,3 cm
Hmotnosť:	57,4 g

3. Vlastnosti produktu:

3.1. Nízkofrekvenčná terapia

Pomocou elektrickej energie zariadenie vytvára nízkofrekvenčné impulzy, ktoré majú pozitívny účinok na telo. Upravte jeho intenzitu podľa svojich predstáv. Nízka frekvencia má jemný masážny účinok na telo.

3.2 Výber zo 6 programov

3.2.1 Jednoduchý výber zo 6 režimov

3.2.2. Program sa automaticky vypne po 12 minútach

4. Ako používať zariadenie



ON/INC: zapnutie / zvýšenie intenzity

OFF/DEC: vypnutie / zníženie intenzity

PROGRAM: prepínanie medzi programami



4. Odstraňte ochranný film



5. Připojte regulátor k jednotce



6. Nasadte pás na paži / nohu