

RESPIRÁTOR GOOD MASK GM2 FFP2 NR

Návod k použití

Určeným účelem je ochrana dýchacího ústrojí uživatele filtrací vdechovaného vzduchu s celkovou účinností převyšující 95 %, odpovídající třídě FFP2. Je 5 vrstvý respirátor s těmito vrstvami: netkaná textilie pro filtraci prachu, dvojitý elektrostatický filtrační meltblown, antialergický vatelín/nt, k pokožce šetrná hypoalergenní netkaná textilie

Respirátor je určen pro jednorázové použití. Vnitřní lícnicová vrstva je hypoalergenní a příjemná při nošení. Vnější lícnicová vrstva z netkané textilie zajišťuje účinnost filtraci proti prachovým částicím. Vnitřní dvě elektrostatické filtrační meltblown vrstvy zajišťují filtraci s účinností $\geq 95\%$ jako účinná ochrana před viry, bakteriemi, prachem i kapénkami.

Respirátor má univerzální velikost, je vybaven vyhlazovaným tvarovatelným drátkem s tvarovou pamětí pro utěsnění respirátoru kolem nosu a upínacími gumičkami na fixaci za uši nebo na temeni hlavy. Použité materiály jsou netoxické a mohou být bezpečně používány pro určený účel použití. K respirátoru náleží volitelné příslušenství - plastová spona sloužící pro možnou fixaci gumiček na temeni hlavy. Plastová spona je určena k jednorázovému použití. K respirátoru GM2 FFP2 NR nejsou žádné náhradní díly.

Pokyny pro skladování, používání, čištění, údržbu, seřizování a dezinfekci:

Respirátor GM2 FFP2 NR skladujte na suchém místě při relativní vlhkosti do 50 %, v teplotě 10 - 30 stupňů Celsia. Chraňte před světlem. Respirátor je určený k jednorázovému použití. Respirátor GM2 V3+ má stanovenou dobu použitelnosti na 5 let od data výroby a ta je nesmazatelně vyznačena na samotném respirátoru a na jeho balení.

Standardní používání respirátoru je omezené na jednu směnu (t.j. 8 hodin). V případě používání respirátoru v mikrobiologicky silně aktivním prostředí (bakterie, viry) se tento čas, vzhledem na kontaminaci pracovního prostředí, výrazně snižuje.

Respirátor neposkytuje žádnou ochranu proti plynům. Množství kyslíku v prostředí při použití respirátoru musí být minimálně 17 %. Respirátor je potřebné nasazovat vždy na hladkou (tedy oholenou) tvář. Těsnost respirátoru je nezbytná pro jeho správné fungování. Výrobek není odolný vůči ohni a nesmí se používat v prostorách s otevřeným ohněm a prostorách s nebezpečím výbuchu.

CE 1024 – CE značka s číslem oznámeného subjektu (zkušebny), který provedl pravidelnou každoroční kontrolu výroby.

NR – non reusable – určený pro jednorázové použití

Ostatní použité označení na balení je pomocí harmonizovaných grafických symbolů.

Uvedení na trh bylo provedeno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS.

Posouzení shody provedl oznámený subjekt 1024: VÚBP, v. i. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Oddělení zkušebnictví a certifikace, Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1, tel: 221 015 811, e-mail: NB1024@vubp-praha.cz, web: www.vubp.cz

Použité harmonizované normy:

ČSN EN 149+A1:2009 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky k ochraně proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení. Prohlášení o shodě viz www.goodmask.cz

Návod k použití



Použijte dezinfekci na bázi alkoholu nebo si umyjte ruce mýdlem a vodou



Zkontrolujte nepoškozenost respirátoru i jeho obalu



Respirátor rozevřete a vytvarujte pro obličej



Přiložte respirátor k obličeji



Nasaďte upínací pásky za uši



Proveďte těsnost respirátoru a přimáčkněte kolem nosu