

Mascarilla de protección respiratoria GOOD MASK GM2 FFP2 NR

Instrucciones de uso

MASCARILLA GM2 FFP2 NR. El propósito previsto es proteger el sistema respiratorio del usuario filtrando el aire inhalado con una eficiencia global superior al 95%, correspondiente a la clase FFP2. Mascarilla de 5 capas: tejido no tejido para la filtración de polvo, doble filtro electrostático meltblown, relleno en TNT antialérgico, TNT hipoalérgico agradable para la piel.

La mascarilla es para un solo uso. La capa interior en contacto con la cara es hipoalérgica y agradable a la piel. La capa exterior en tejido no tejido asegura la eficiencia de filtración contra las partículas de polvo. Las dos capas de filtro electrostático meltblown internas brindan una filtración con una eficiencia $\geq 95\%$ como protección efectiva contra virus, bacterias, polvo y gotas.

La mascarilla tiene un tamaño universal, está equipada con un clip nasal moldeable con memoria de forma para ajustar la mascarilla alrededor de la nariz y bandas elásticas de goma para fijar detrás de las orejas o en la parte superior de la cabeza. Los materiales usados no son tóxicos y pueden usarse de manera segura para el uso previsto. La mascarilla tiene un accesorio opcional: un clip de plástico que se puede usar para la fijación de las bandas de goma en la parte superior de la cabeza. El clip de plástico está diseñado para un solo uso. No hay repuestos para la mascarilla GM2 FFP2 NR.

Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, ajuste y desinfección

Almacene la mascarilla GM2 FFP2 NR en un lugar seco a una humedad relativa de hasta el 50%, a una temperatura de 10 a 30 grados Celsius. Proteger de la luz. La mascarilla es para un solo uso. La mascarilla GM2 FFP2 NR tiene una vida útil especificada de 5 años a partir de la fecha de fabricación

y esto está marcado de manera indeleble en la mascarilla y en su embalaje.

El uso estándar de la mascarilla está limitado a un turno (es decir, 8 horas). En el caso de utilizar la mascarilla en un entorno microbiológicamente activo (bacterias, virus), este tiempo puede reducirse significativamente debido a la contaminación del entorno de trabajo.

La mascarilla no proporciona protección contra gases. La cantidad de oxígeno en el ambiente cuando se usa una mascarilla debe ser al menos del 17%. La mascarilla siempre debe colocarse sobre un rostro liso (es decir, afeitado). La estanqueidad de la mascarilla es fundamental para su correcta función de filtración. El producto no es resistente a la llama y no debe usarse en ambientes con llamas o en atmósferas explosivas.

CE 1024 - Marca CE con el número del organismo notificado (laboratorio de pruebas) que realizó la inspección anual periódica de la producción.

NR - no reutilizable - destinada a un solo uso

Los pictogramas utilizados en el embalaje se realizan mediante símbolos gráficos armonizados.

La puesta en el mercado se llevó a cabo de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016 sobre equipos de protección individual y derogando la Directiva del Consejo 89/686 / CEE. La evaluación de la conformidad fue realizada por el organismo notificado 1024: VÚBP, vvi Research Institute of Occupational Safety, Department of Testing and Certification, Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praga 1, tel: 221015811, e-mail: NB1024@vubp-praha.cz, web: www.vubp.cz

Normas armonizadas utilizadas:

EN 149 + A1: 2009 - Dispositivos de protección respiratoria - Medias máscaras filtrantes para protección contra partículas - Requisitos, ensayos y marcado. Declaración de conformidad, consulte www.goodmask.es

Instrucciones de uso



Lávese las manos con agua y jabón o una solución hidroalcohólica



Compruebe la integridad de la mascarilla y su embalaje



Abra la mascarilla e identifique la parte superior



Coloque la mascarilla sobre nariz y boca



Pase las bandas elásticas por detrás de las orejas



Pellizque la pinza nasal para ajustarla a la nariz y verifique el sellado de la mascarilla