

Respirator GOOD MASK GM2 FFP2 NR maska

Navodila za uporabo

Respirator GOOD MASK GM2 FFP2 NR maska
Navodila za uporabo RESPIRATOR GM2 FFP2 NR maske.
Namen maske je zaščita uporabnikovega dihalnega sistema s filtriranjem vdihanega zraka s skupno učinkovitostjo večjo od 95%, kar ustreza razredu FFP2. Gre za 5-slojno respirator masko z naslednjimi plastmi: netkani material za filtriranje prahu, dvojno elektrostatični taljeni filter, netkana antialergijska vata ter koži prijazen, hipoalergeni netkani material.

Respirator je samo za enkratno uporabo. Notranji sloj, ki je v stiku z obrazom, je hipoalergen in udoben za nošenje. Zunanja čelna plast netkanega materiala zagotavlja učinkovitost filtracije proti prašnim delcem. Notranji dve elektrostatični taljivi filtrirni plasti zagotavljata filtracijo z učinkovitostjo $\geq 95\%$ kot učinkovito zaščito pred virusi, bakterijami, prahom in kapljicami.

Respirator je univerzalne velikosti, opremljen je z podaljšano nosno sponko, katera omogoča dobro zapiranje respiratorja okoli nosu ter z elastičnimi trakovi za pritrditev za ušesi ali na vrhu glave. Uporabljeni materiali niso strupeni in in jih je mogoče varno uporabljati v ta namen. Respiratorna maska ima dodatke - plastično kopčo koja se koristi za pričvrščevanje elastičnih vrpcev na vrh glave. Plastična kopča je samo za enkratno uporabo. Nema rezervnih delov za respirator GM2 FFP2 NR.

Navodila za shranjevanje, uporabo, čiščenje, vzdrževanje, prilagajanje in razkuževanje

Respirator GM2 FFP2 NR hranite v suhem prostoru pri relativni vlažnosti do 50%, pri temperaturi med 10°C in 30°C. Zaščitite respirator pred svetlobo.

Respirator GM2 FFP2 NR je samo za enkratno uporabo. Ima določen rok uporabnosti 5 let od datuma izdelave, kar je neizbrisno označeno na samem respiratorju in na embalaži.

Standardna uporaba respiratorja je omejena na eno izmeno (tj. 8 ur). V primeru uporabe respiratorja v mikrobiološko močno aktivnem okolju (bakterije, virusi) se ta čas zaradi kontaminacije delovnega okolja bistveno zmanjša.

Respirator ne zagotavlja zaščite pred plini. Količina kisika v okolju pri uporabi respiratorja mora biti najmanj 17%. Respirator mora biti vedno postavljen na gladek (tj. obrit) obraz. Tesnost respiratorja je bistvenega pomena za njegovo pravilno delovanje. Izdelek ni odporen proti ognju in ga ne smete uporabljati na območjih z odprtim ognjem ali na območjih z nevarnostjo eksplozije.

CE 1024 - Oznaka CE s številko pooblaščenega organa (preskusnega laboratorijskega testiranja), ki je opravil redni letni inšpekcijski pregled proizvodnje.

NR - ni za ponovno uporabo - izdelek je namenjen le za enkratno uporabo.

Druge oznake, ki se uporabljajo na embalaži, so z usklajeni grafični simboli.

Dajanje v promet je bilo izvedeno v skladu z Uredbo (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o osebni zaščitni opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 89/686/EGS.

Ocenjevanje skladnosti je opravil pooblaščen organ 1024: VÚBP, vvi Raziskovalni inštitut za varnost pri delu, Oddelek za preskušanje in certificiranje, Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praga 1, tel: 221 015 811, e-pošta: NB1024@vubp-praha.cz, splet: www.vubp.cz

Uporabljeni usklajeni standardi:

EN 149 + A1: 2009 - Zaščita dihal - Filtrirna polmaska za zaščito pred delci - Zahteve, preskušanje in označevanje. Izjava o skladnosti glej www.goodmask.si

Navodila za uporabo



Pred uporabo respiratorja uporabite razkužilo na alkoholni osnovi ali si umijete roke z milom in vodo



Preverite celovitost maske in njene embalaže



Odprite masko in določite vrh maske



Masko položite na obraz



Primitivne elastične trakove in jih postavite za ušesa



Pritisnite nosno sponko, za pritrditev in jo prilagodite obliki nos in preverite ali maska dobro tesni