

## ENGLISH - INSTRUCTIONS FOR USE PLEASE READ CAREFULLY MAKING SURE YOU FULLY UNDERSTAND THEM.

Please ensure that you read all the instructions in this leaflet before attempting to wear your new eye accessories. By following these instructions you will get the most from your new look.

Preparing to wear Hygiene is an essential part of preparation. Always wash and dry your hands thoroughly, removing trace of anything that may cause contamination or damage, before handling your eye accessories. Always soak your eye accessories for at least 2 hours before first use in a suitable multipurpose soft contact lens solution.

### Achieving your look

Ensure your eye accessories have soaked prior to first wear. Try to make a habit of putting on the right side first and always make a distinction between right and left. Place one eye accessory on your index finger and check that it is clean and not inside out, (ensure that it has a natural bowl like shape). Hold your upper lid open with your left hand's index and middle finger, at the same time hold your lower lid open with the middle finger of your right hand. Looking straight at your eye in the mirror, slowly and gently place the accessory on your eye. Carefully release your eyelids and blink. You can gently massage your eyelid to centre the accessory. When you are sure that it is correctly inserted, repeat the procedure for the other eye.

### Removing

Wash and dry your hands thoroughly. Look upwards and hold down the lower lid with the middle finger of your right hand. Placing your index finger and thumb of the same hand on opposite sides of the accessory, slowly slide it down to the white of your eye. Gently pinch the accessory from your eye, taking care not to pinch too hard. Repeat for the other eye.

### Wearing instructions

Eye accessories are intended for occasional use only. Check with your eyecare practitioner before wearing for prolonged periods on an everyday basis. Your eyecare practitioner will recommend a suitable wearing schedule. It is suggested that you only wear your eye accessories for 4 hours on the first day, increasing your wearing time by 2 hours daily until you reach optimum wearing time. If you have not worn your eye accessories for several days, you should follow wearing schedule recommendations as a new wearer. Always rinse your accessories, before wearing and after removing, with a suitable multipurpose soft contact lens solution. After each wear, always store your eye accessories in fresh multipurpose soft contact lens solution, making sure not to damage, or catch your eye accessories when storing in any lens case used. If you wear your eye accessories infrequently, always remember to replace the solution used with fresh solution regularly, and ensure that the case used for storage of your accessories is cleaned daily.

These eye accessories have a maximum number of days use (see outer label) and are intended to be replaced at this time after opening, irrespective of the number of times worn.

### Safety

DO NOT wear if your eye accessories appear to be damaged. DO NOT share your eye accessories with anyone else. DO NOT let hairspray or any other cosmetic aerosols come into contact with your eye accessories. DO NOT participate in any water sports whilst wearing. DO NOT wear your eye accessories when using eye medication. DO NOT use tap water, saliva or any household cleaning agents to clean or wet your eye accessories or storage case. ALWAYS remove your eye accessories before you go to bed. ALWAYS put your eye accessories in before applying any make-up. ALWAYS take out eye accessories before removing any make-up. ALWAYS replace your eye accessories if your eyes get red or irritated or if you have any discomfort or pain, and seek help from a qualified eyecare practitioner.

### Important information

Please note that these Eye Accessories are not intended to correct any defect of sight and are intended only for cosmetic colour change.

If you suffer from any of the following, then you MUST NOT wear these eye accessories : Corneal dystrophies Corneal ulcers Inflammation of the cornea, e.g. keratitis Inflammation of the eye, e.g. itis, uveitis Allergic eye conditions Any pre-existing eye condition if you are in any doubt, please seek further advice from medical or eyecare practitioner. Eye Accessories are suitable for normal, healthy eyes. If you are in any doubt as to whether these eye accessories are suitable for you, then please consult a medical or eyecare practitioner.

### Fitting and Aftercare

It is recommended that you consult your eyecare practitioner to ensure suitability and for practical advice on wearing and removing.(consultation fees may be charged).

Always have regular check-ups and follow the advice of your medical or eye care practitioner. If you feel any unexplained discomfort, watering, vision change or redness,remove immediately and seek help from a qualified eyecare practitioner.

If you have any questions or concerns regarding the information in this leaflet, Please consult your medical or eyecare practitioner.

## NEDERLANDS - GEBRUIKSAANWIJZING

### LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG DOOR EN ZORG DAT U DEZE VOLLEDIG BEGRUPT.

Zorg ervoor dat u alle instructies in deze bijluter gelezen heeft, voordat u uw nieuwe oogaccessories uitprobeert. Door het volgen van deze instructies haalt u het beste uit uw nieuwe look.

### Voorbereiding vóór het dragen

Hygiëne is een essentieel onderdeel van de voorbereiding. Was en droog uw handen iedere keer grondig, verwijder alle resten dat verontreiniging of letsel kan veroorzaken, voordat u uw oogaccessories gebruikt. Laat uw oogaccessories altijd minstens 2 uur vóór het eerste gebruik weken in een geschikte all-in-one vloeistof voor zachte contactlenzen.

### Zo verkrijgt u uw nieuwe look

Zorg ervoor dat uw oogaccessories zijn ingeweekt vóórdat u ze voor de eerste keer inzet. Probeer er een gewoonte van te maken de rechterzijde eerst in te zetten en maak altijd een onderscheid tussen rechts en links. Plaats één oogaccessoire op uw wijsvinger en controleer dat deze schoon is en niet binnenste buiten gekeerd (let op de natuurlijke komachtige vorm). Houd het bovenste ooglid open met de wijsvinger van uw linkerhand en de middenvinger van uw rechterhand. Kijk recht naar uw oog in de spiegel, plaats langzaam en zachtjes de accessoire op uw oog. Laat uw oogleden voorzichtig los en knipper met uw ogen. U kunt uw ooglid zachtjes masseren om het accessoire op de juiste plaats te zetten. Als u er zeker van bent dat deze correct is geplaatst, de procedure voor het andere oog herhalen.

### Uitdoen

Was en droog uw handen grondig. Kijk naar boven en houd het onderste ooglid met de middenvinger van uw rechterhand naar onderen. Plaats uw wijsvinger en duim van dezelfde hand aan weerszijden van het accessoire, schuf het langzaam naar uw oogwit. Oefen een zachte druk op het accessoire vanaf uw oog, zorg ervoor dat u niet te hard te drukt. Herhaal dit voor het andere oog.

### Instructies bij het dragen

Oogaccessories zijn uitsluitend bedoeld voor tijdelijk gebruik. Neem contact op met uw oog- en contactlensspecialist voor het dagelijks dragen gedurende een langere periode. Hij zal u een voor u geschikt draagschema adviseren. Aanbevolen wordt om uw oogaccessories op de eerste dag niet langer dan 4 uur te dragen en de draagtijd dagelijks met 2 uur te verlengen, totdat u de optimale draagtijd heeft bereikt. Als u uw oogaccessories enkele dagen niet heeft gebruikt, dient u de aanbevelingen te volgen van het schema alsof u ze voor het eerst draagt.

Spoel altijd uw accessoire, vóór het dragen en na het uitdoen met een geschikte all-in-one vloeistof voor zachte contactlenzen. Bewaar uw oogaccessories na het dragen altijd in versterkte all-in-one vloeistof voor zachte contactlenzen, waarbij u ervoor zorgt dat u uw oogaccessories niet beschadigt. Berg ze op in een daartoe bestemde lenzenhouder. Als u uw oogaccessories niet vaak draagt, denk er dan steeds aan om de gebruikte vloeistof regelmatig te verversen en zorg ervoor dat het doosje dat u voor het bewaren van uw accessoire gebruikt dagelijks wordt schoongemaakt.

Deze oogaccessories kunnen een maximaal aantal dagen worden gebruikt (zie etiket aan de buitenkant) en dienen na een bepaalde periode na opening te worden vervangen, ongeacht het aantal keer dat ze zijn gedragen.

### Veiligheid

NIET dragen als uw oogaccessories beschadigd zijn. Uw oogaccessories NIET met iemand anders delen. GEEN hairspray of een andere cosmetische spray in contact met uw oogaccessories laten komen. NIET dragen tijdens watersportactiviteiten. GEEN oogaccessories dragen wanneer u medicijnen voor uw ogen gebruikt.

GEEN leidingwater, speelsel of huishoudelijke reinigingsmiddelen gebruiken voor het schoonmaken of natmaken van uw oogaccessories of opbergdoosje. ALTIJD uw oogaccessories uitdoen voordat u naar bed gaat. ALTIJD uw oogaccessories inden voordat u uw make-up opdoet. ALTIJD uw oogaccessories uitdoen voordat u uw make-up afhaalt. ALTIJD uw oogaccessories vervangen als uw ogen rood of geïrriteerd worden of als u enig ongemak of pijn heeft. Win in deze situatie advies in bij een deskundige oog- en contactlensspecialist of oogarts.

### Belangrijke informatie

Let op: deze oogaccessories zijn niet bedoeld om een visuele beperking te corrigeren en zijn uitsluitend bedoeld voor kleurverandering voor cosmetische doeleinden.

Als u lijdt aan een van onderstaande gevallen, dan MOET u deze oogaccessories NIET dragen:

Dystrofie van de cornea (hoornvlies) Ulcera (zweren) op de cornea Ontstekingen van de cornea, bijv. keratitis. Ontstekingen van het oog, bijv. itis, uveïtis. Allergische oogandoeningen. Een al bestaande oogandoening

Bij twijfel raadpleeg dan een medisch- of contactlensspecialist. Oogaccessories zijn geschikt voor normale, gezonde ogen. Als u enige twijfel heeft over de vraag of deze oogaccessories voor u geschikt zijn, raadpleeg dan een arts of oog- en contactlensspecialist.

### Plaatsing en Nazorg

Het is aan te bevelen dat u uw oog- en contactlensspecialist raadpleegt om er zeker van te zijn dat de lenzen voor u geschikt zijn en voor praktisch advies over het dragen en het uitnemen (hiervoor kunnen kosten worden berekend). Zorg steeds voor regelmatig controles en volg het advies van uw arts of oog- en contactlensspecialist op. Als u een onverklaarbaar ongemak voelt, bij tranende ogen, veranderingen in het gezichtsvermogen of bij rode ogen, neem ze dan onmiddellijk uit en win advies in van een erkend oog- en contactlensspecialist.

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft over de informatie in deze bijluter, raadpleeg dan uw arts of oog- en contactlensspecialist

## DEUTSCHE - GEBRAUCHSANWEISUNG

### BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN, DAMIT SIE WIRKLICH ALLES VERSTEHEN.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die gesamte Gebrauchsanweisung in dieser Broschüre durchlesen, bevor Sie Ihre neuen Kontaktlinsen zum ersten Mal ausprobieren. Wenn Sie sich an diese Anweisungen halten, können Sie das Beste aus Ihrem neuen Look herausholen.

### Vor dem Einsetzen

Hygiene ist bei der Vorbereitung von grundlegender Bedeutung. Waschen Sie sich stets gründlich die Hände, um sämtliche Rückstände zu entfernen, die zu Verschmutzungen oder Schäden führen könnten, bevor Sie Ihre Kontaktlinsen anfassen. Weichen Sie Ihre Kontaktlinsen vor dem ersten Tragen grundsätzlich mindestens 2 Stunden lang in einer geeigneten Mehrzwecklösung für weiche Kontaktlinsen ein.

### Ihren Look erreichen

Stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktlinsen vor dem ersten Tragen eingeweicht wurden. Versuchen Sie es sich zur Gewohnheit werden zu lassen, die rechte Linse zuerst einzusetzen und unterscheiden Sie stets zwischen rechter und linker Linse. Setzen Sie eine Kontaktlinse auf Ihre Fingerspitze und prüfen Sie, ob Sie sauber und nicht nach außen gekrümmt ist (sie sollte die Form einer Schüssel haben). Halten Sie Ihr oberes Lid mit Ihrem linken Zeige- und Mittelfinger und Ihr unteres Lid gleichzeitig mit dem Mittelfinger Ihrer rechten Hand.

Sehen Sie sich im Spiegel geradewegs ins Auge und setzen Sie die Kontaktlinse langsam und sanft in Ihr Auge ein. Lassen Sie vorsichtig Ihre Augenlider los und blinzeln Sie. Sie können Ihr Augenlid vorsichtig massieren, um die Linse zu zentrieren. Wenn Sie sich sicher sind, dass die Linse korrekt eingesetzt ist, wiederholen Sie den Vorgang am anderen Auge.

### Entfernen

Waschen und trocknen Sie Ihre Hände gründlich. Sehen Sie nach oben und halten Sie das untere Lid mit dem Mittelfinger Ihrer rechten Hand. Platzieren Sie Ihren Zeigefinger und Daumen derselben Hand auf die Außenseite der Kontaktlinse und schieben Sie sie vorsichtig nach unten, zum weißen Teil des Auges. Ziehen Sie die Linse vorsichtig vom Auge. Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu stark ziehen. Wiederholen Sie den Vorgang am anderen Auge.

### Anleitungen zum Tragen

Die Kontaktlinsen sind nur zum gelegentlichen Tragen gedacht. Konsultieren Sie Ihren Optiker, bevor Sie die Linsen über längere Zeit hinweg auf täglicher Basis tragen. Ihr Optiker wird Ihnen einen geeigneten Zeitraum zum Tragen der Kontaktlinsen empfehlen. Wir schlagen vor, die Linsen am ersten Tag 4 Stunden lang zu tragen und die Tragezeit täglich um zwei Stunden zu erhöhen, bis Sie eine ideale Tragezeit erreicht haben. Falls Sie Ihre Kontaktlinsen mehrere Tage nicht getragen haben, sollten Sie den gleichen Empfehlungen wie beim ersten Tragen folgen.

Spülen Sie Ihre Linsen grundsätzlich vor jedem Einsetzen und Herausnehmen mit einer geeigneten Mehrzwecklösung für weiche Kontaktlinsen. Bewahren Sie Ihre Kontaktlinsen nach jedem Tragen in frischer Kontaktlinsenlösung auf und stellen Sie Sie sicher, dass die Linsen dabei nicht beschädigen oder im Aufbewahrungsbhälter entkernen. Falls Sie Ihre Kontaktlinsen unregelmäßig tragen, denken Sie bitte stets daran, die Kontaktlinsenlösung regelmäßig auszuwechseln und stellen Sie sicher, dass der verwendete Aufbewahrungsbhälter täglich gereinigt wird.

Die Verwendung dieser Kontaktlinsen ist zeitlich begrenzt (siehe Außenaufschrift) und sollten nach dem Ablauf dieser Zeit entsorgt werden, egal wie oft sie getragen wurden.

### Sicherheit

Tragen Sie KEINE beschädigten Kontaktlinsen. Teilen Sie Ihre Kontaktlinsen mit NIEMANDEM. Lassen Sie Haarspray oder andere kosmetische Sprays NICHT mit Ihren Linsen in Berührung kommen. Üben Sie während des Tragens KEINE Wassersportarten aus. Tragen Sie Ihre Kontaktlinsen NICHT, wenn Sie ein Augenmedikament verwenden. Verwenden Sie KEIN Leitungswasser, Speichel oder Haushaltsreiniger, um Ihre Kontaktlinsen oder den Aufbewahrungsbhälter zu reinigen oder zu befeuchten. Entfernen Sie Ihre Kontaktlinsen STETS bevor Sie ins Bett gehen. Setzen Sie Ihre Kontaktlinsen IMMER vor dem Auftragen von Make-up ein. Nehmen Sie Ihre Linsen STETS heraus, bevor Sie Augen-Make-up entfernen. Ersetzen Sie Ihre Kontaktlinsen IMMER, falls Ihre Augen eröten oder gereizt sind, oder falls Sie Unwohlsein oder Schmerz verspüren und suchen Sie einen Optiker oder Augenarzt auf.

### Wichtige Information

Bitte beachten Sie, dass diese Kontaktlinsen nicht dazu gedacht sind, einen Sehfehler auszugleichen, sondern lediglich den kosmetischen Zweck einer Farbveränderung haben. Falls Sie unter einem der folgenden Erkrankungen leiden, dürfen Sie diese Kontaktlinsen NICHT tragen:

Korneale Dystrophien Korneale Ulzera Hornhautentzündung, z.B. Keratitis Augenentzündung, z.B. Itis, Uveitis Allergische Augenerkrankungen Bereits bestehende Augenerkrankung

Falls Sie Zweifel haben, fragen Sie bitte Ihren Optiker oder Augenarzt um Rat.

Kontaktlinsen sind für normale, gesunde Augen geeignet. Falls Sie irgendwelche Zweifel daran haben, ob diese Kontaktlinsen für Sie geeignet sind, wenden Sie sich bitte an einen Arzt oder Optiker.

### Anpassen und Nachsorge

Es wird empfohlen, dass Sie Ihren Optiker konsultieren, um Ihre Eignung sicherzustellen, und um praktische Tipps zum Tragen und Entfernen von Kontaktlinsen zu erhalten (dafür wird möglicherweise eine Gebühr erhoben). Lassen Sie Ihre Augen regelmäßig überprüfen und folgen Sie den Ratschlägen Ihres Arztes oder Optikers. Falls Sie ein unerklärbares Unwohlsein, tränende Augen, verändertes Sehen oder Ermüdung erleben, entfernen Sie die Kontaktlinsen sofort und wenden Sie sich an einen Augenarzt.

Falls Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Informationen in dieser Broschüre haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Arzt oder Optiker.

## SUOMEN - KÄYTTÖOHJE LUE TAMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI, JOTTA VARMASTI YMMÄRRÄT SEN SISÄLLÖN.

Lue tämä käyttööhe huolellisesti, ennen kuin alat käyttää piilolinssiä. Noudattamalla käyttöohjeita, saat parhaan mahdollisen hyödyn uudesta linseistä.

### ENNEN KÄYTTÖÄ

Hygienia on oleellinen osa ennen piilolinssien käyttöönottoa. Pese ja kuivaa kätesi huolellisesti aina ennen piilolinssien käyttöä, jotta silmiin ei joudu mitään, mikä voisi ärsyttää tai vaurioittaa niitä. Huuhtelee linssit pehmeille piilolinssille sopivalle linssinesteelle kaksi tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.

### LUISI ILME

Varmista, että piilolinssit ovat huolellisesti puhdistettuja linssinesteellä ennen ensimmäistä käyttökertaa. Laita piilolinssi aina oikeanpuoleiseen silmään ensin ja pidä huoli siitä, että tiedät kumpi piilolinssi on oikeaan ja kumpi vasempaan silmään tarkoitettu. Laita piilolinssi ensin oikeaan ja varmista, että linssi on puhdas ja oikein päin (varmista, että linssi muoto on luonnollinen ja kupera). Nosta silmän yläluomea varovasti vasemman käden etu- ja keskiosmella ja vedä silmän alaluomea hieman ataspäin oikean käden keskiosmella. Katso suoraan peliin ja aseta piilolinssi hitaasti ja varovasti silmään. Ota somet pois ja räpytele silmiä. Voit hieroa silmäluomea varovasti, jotta piilolinssi olisi varmasti keskellä silmää. Kun olet varma, että piilolinssi on oikealla paikalla, toista sama vasemalle silmälle.

### PIIOLINSSIEN POISTO

Pese ja kuivaa kätesi huolellisesti. Katso ylöspäin ja vedä varovasti silmän alaluomea ataspäin oikean käden keskiosmella. Laita saman käden etusormi ja peukalo piilolinssin molemmille puolille ja siirrä piilolinssiä varovasti silmän valkuaisen kohdalle. Ota piilolinssiä varovasti kiinni ja poista se silmästä. Toista sama toiselle silmälle.

### LINSSIEN KÄYTTÖ

Silmäkärteiset ovat tarkoitettuja vain tilapäistä käyttöä varten. Kysy neuvoa silmälääkänilä optikoltas, ennen kuin alat käyttää linssiä jatkuvasti tai päivittäin. Silmälääkänilä optikko osaa neuvoa linssiin sopivan käyttöajan. On suositeltavaa käyttää linssiä ensimmäisenä päivänä vain 4 tuntia ja sitten lisätä käyttöaika

kahdella tunnilla päivässä, kunnes optimaalinen käyttäiska on saavutettu. Jos et ole käyttänyt linssiä moneen päivään, olisi parasta, että noudattaa samaa käyttäntä kuin uusilla linssillä.

Huuhtele pilolinssi aina ennen käyttöä ja käytön jälkeen pehmeille pilolinssille sopivalla linssinesteellä. Säilytä pilolinssiä jokaisen käyttökerran jälkeen pehmeille pilolinssille sopivassa linssinestessä ja säilytyskotissa, jotta linssit eivät vioitu. Jos käytät pilolinssiä satunnaisesti, muista vaihtaa linssineste säännöllisesti ja puhdista linssikotelo päivittäin. Näillä pilolinssillä on maksimaalinen päivittäinen käyttöaika, kun pakkaus on avattu, joten linssit täytyy vaihtaa usein kun tämä määräaika on päättynyt (katso päiväviimeämerkintä), käyttöviimeästä huolimatta.

## TURVALLISUUS

**ÄLÄ KÄYTÄ**, jos pilolinssit ovat vioittuneet. ÄLÄ annan kenenkään muun käyttää omia pilolinssiäsi.

VARO huusiakan ja muiden aerosolien joutumista pilolinssiin. ÄLÄ harrasta mitään vesiuimelajia kun käytät pilolinssiä. ÄLÄ käytä pilolinssiä, jos käytät jotakin lääkettä. ÄLÄ käytä juomavettä, sylkeä tai mitään kodin puhdistusainetta pilolinssien tai linssikotelojen kostutukseen tai säilytykseen. POISTA pilolinssit aina ennen nukkumaanmenoa. LAITA pilolinssit aina ennen meikkausta. POISTA pilolinssit silmistä ennen meikkipoistoa. POISTA pilolinssit, jos silmäs punoittevat tai ovat ärtyneet, jos tunnet epämukavuutta tai kipua, kysy neuvoa silmälääkärintä/optikolta. TÄRKEÄÄ Ota huomioon, että nämä pilolinssit eivät ole tarkoitettuja näkövikojen korjaukseen, vaan ainoastaan silmän värin muuttosta varten. Jos sinulla on jokin seuraavista sairauksista, ÄLÄ käytä pilolinssiä: Corneal dystrophies Corneal ulcers Sarveiskalvon tulehdus, keratitis Silmän keskikalvon tulehdus, uveitis Silmien allergia. Jokin alkava silmänsairaus. Jos olet asiasta epävarma, kysy silmälääkäriltä tai optikolta lisätietoja.

## PILOLINSSINEN SOVITUS JA JÄLKHOITO

On suositeltavaa, että konsultoit optikkoa/silmälääkärinä pilolinssien sopivuudesta ja käytöstä. (konsultaatio voi olla maksullinen). Käy säännöllisesti silmä tarkastuksessa ja noudata optikon/silmälääkärin antamia neuvoja. Jos pilolinssit tuntuvat epämukavilta, silmäs alkavat vuotaa, jos näkökykysi muuttuu tai silmät alkavat punoittaa, poista pilolinssit välittömästi ja mene silmälääkärin. Jos sinulla on kysyttävää lästä käyttöohjeesta, ota yhteyttä optikkoon tai silmälääkärin.

## ITALIANO - ISTRUZIONI PER L'USO

**SI PREGA DI LEGGERLE CON ATTENZIONE E ASSICURARSI DI AVERLE COMPRESSE BENE.**

Si consiglia vivamente di leggere tutte le istruzioni contenute in questo foglietto illustrativo prima di tentare di mettere i nuovi accessori oculari. Seguendo le istruzioni, otterrete il massimo dal vostro nuovo look.

### Preparazione all'inserimento

Nella preparazione, l'aspetto igienico è determinante. Prima di prendere in mano gli accessori oculari, lavarsi e asciugarsi sempre le mani accuratamente per eliminare ogni traccia di qualsiasi sostanza che possa causare contaminazione o danni alle lenti. Prima del primo utilizzo, immergere sempre gli accessori oculari per almeno 2 ore in una soluzione multiuso per lenti a contatti morbide.

### Come ottenere il look desiderato

Assicurarsi che gli accessori oculari siano stati immersi nella soluzione prima del primo utilizzo. Abituarsi a inserire prima la lente destra, assicurandosi di distinguere sempre tra destra e sinistra. Mettere un accessorio oculare sulla punta dell'indice e controllare che sia pulito e non rovesciato (dove avere una forma naturale a scodella). Tenere aperta la palpebra superiore con l'indice e il medio della mano sinistra e, allo stesso tempo, tenere aperta la palpebra inferiore con il medio della mano destra. Guardando direttamente l'occhio nello specchio, appoggiare la lente sull'occhio, lentamente e

con delicatezza. Rilasciare lentamente le palpebre e batterle. Per posizionare l'accessorio al centro, massaggiare delicatamente la palpebra. Dopo essersi assicurati che la lente sia inserita correttamente, ripetere la procedura per l'altro occhio.

### Come togliere le lenti

Lavarsi e asciugarsi le mani accuratamente. Guardare verso l'alto e tenere abbassata la palpebra inferiore con il medio della mano destra. Mettere l'indice e il pollice della stessa mano ad alti opposti dell'accessorio e farlo scivolare lentamente in basso, sulla parte bianca dell'occhio. Stringere delicatamente l'accessorio e toglierlo dall'occhio, facendo attenzione a non stringerlo troppo. Ripetete per l'altro occhio.

### Istruzioni per l'utilizzo

Gli accessori oculari sono pensati solo per un utilizzo occasionale. Consultare il proprio specialista ottico prima di portare le lenti ogni giorno per periodi prolungati. Lo specialista ottico consiglierà i tempi ottimali di utilizzo. Il primo giorno, si consiglia di portare gli accessori oculari solo per 4 ore, per poi aumentare i tempi di utilizzo di 2 ore al giorno fino a raggiungere la durata di utilizzo ottimale. Se non si sono portati gli accessori oculari per parecchi giorni, seguire le raccomandazioni sui tempi di utilizzo per chi porta le lenti per la prima volta. Risciacquare sempre le lenti, prima di inserirle e dopo averle tolte, con una soluzione multiuso per lenti a contatto morbide. Dopo ogni utilizzo, conservare gli accessori oculari in una soluzione multiuso per lenti a contatto morbide fresca, facendo attenzione a non danneggiare o far impigliare gli accessori oculari nella custodia per lenti utilizzata. In caso di utilizzo poco frequente, ricordare sempre di sostituire regolarmente la soluzione usata con soluzione fresca e assicurarsi di pulire ogni giorno la custodia utilizzata per conservare le lenti.

Questi accessori oculari possono essere usati per un numero massimo di giorni (vedi l'etichetta esterna) e vanno sostituiti dopo tale numero di giorni dall'apertura, indipendentemente dal numero di volte che sono stati utilizzati.

## ESPAÑOL - INSTRUCCIONES DE USO

**LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y VERIFIQUE QUE LAS ENTIENDE COMPLETAMENTE**

Lea todas las instrucciones de este folleto antes de utilizar las nuevas lentes. De esta forma, sacará el máximo provecho a su nuevo look.

### Preparación

La higiene es esencial. Antes de manipular las lentes, lávese y séquese las manos bien, eliminando todo aquello que pudiera producir algún tipo de contaminación o daño. Antes de utilizar las lentes por primera vez, sumérgelas en una solución única para lentes de contacto blandas durante 2 horas como mínimo.

### Conseguir el look deseado

Asegúrese de que las lentes han estado sumergidas en solución única antes de utilizarlas por primera vez. Intente acostumbrarse a ponerse primero la lente derecha y no se confunda entre la derecha y la izquierda. Coloque una lente en el dedo índice y compruebe que está limpia y no está colocada al revés (verifique que tiene una forma de bol natural). Abra el ojo sujetándose el párpado superior con los dedos índice y corazón de la mano izquierda y, al mismo tiempo, sujétese el párpado inferior con el dedo corazón de la mano derecha. Mirándose directamente al ojo en el espejo, coloque la lente en el ojo sin presas y con suavidad. Sujétese con cuidado los párpados y parpadee. Puede masajear suavemente el párpado para centrar la lente. Cuando esté seguro de que está introducida correctamente, repita el procedimiento con el otro ojo.

### Retirar la lente

Lávese y séquese bien las manos. Mire hacia arriba y sujete hacia abajo el párpado inferior con el dedo corazón de la mano derecha. Coloque los dedos índice y pulgar de la misma mano en los extremos opuestos de la lente y deslícala lentamente hacia abajo hasta la parte blanca del ojo. Pellizque suavemente la lente retirándola del ojo, con cuidado de no pellizcar demasiado fuerte. Repita esta operación con el otro ojo.

Utilizar la lente Estas lentes están diseñadas para uso exclusivamente ocasional. Consulte con su oftalmólogo antes de utilizarlas durante periodos de tiempo prolongados de forma diaria. Su oftalmólogo le recomendará la frecuencia de uso correcta. Se recomienda que utilice las lentes durante 4 horas el primer día, aumentando el tiempo de uso 2 horas al día hasta que alcance el tiempo de utilización óptimo. Si no ha utilizado las lentes de contacto durante varios días, deberá seguir las recomendaciones de frecuencia de uso indicadas para la primera vez que se utilizan las lentes.

Aclare siempre las lentes antes de ponérselas y cuando se las quite con una solución única para lentes de contacto blandas. Después de cada uso, guarde siempre las lentes en una solución única para lentes de contacto blandas, asegurándose de no dañar o pillar las lentes cuando las guarde en un estuche. Si utiliza las lentes con poca frecuencia, acuérdese siempre de cambiar la solución utilizada por solución nueva de forma regular y asegúrese de limpiar diariamente el estuche utilizado para guardarlas.

Estas lentes tienen un uso máximo de días (consulte la etiqueta externa) y deberán sustituirse trascendido dicho número de días una vez abiertas, independientemente del número de veces que se hayan utilizado.

### Seguridad

NO utilice las lentes si están dañadas. NO comparta las lentes con otra persona. Las lentes NO deberán entrar en contacto con laca para el pelo u otros aerosoles cosméticos. NO realice ningún deporte de agua con las lentes puestas. NO utilice las lentes cuando tome algún medicamento. NO utilice agua del grifo, salivo o un producto de limpieza para limpiar o humedecer las lentes o el estuche. QuiteSE SIEMPRE las lentes antes de irse a la cama. Póngase SIEMPRE las lentes antes de maquillarse. QuiteSE SIEMPRE las lentes antes de desmaquillarse. Cambie SIEMPRE las lentes si se le enrojecen o irritan los ojos o si siente alguna molestia o dolor, y acuda al oftalmólogo.

### Información importante

Estas lentes no están diseñadas para corregir ningún defecto de visión y su objetivo es exclusivamente el cambio estético de color.

Si sufre alguna de las siguientes afecciones, NO DEBERÁ utilizar estas lentes:

Distrofia corneal Úlcera corneal Inflamación de la córnea, por ejemplo queratitis Inflamación del ojo, por ejemplo iritis, uveítis Alergia ocular Alguna condición ocular preexistente

Si tiene alguna duda, consulte a su médico u oftalmólogo.

Las lentes están diseñadas para ojos normales y sanos. Si tiene alguna duda sobre si estas lentes son adecuadas para usted, consulte a su médico u oftalmólogo.

### Adecuación y asistencia

Se recomienda que consulte a su oftalmólogo para asegurarse de que estas lentes son adecuadas para usted y que le aconseje sobre cómo utilizarlas y quitárselas (la consulta tal vez tenga un coste). Realice siempre revisiones regulares y siga el consejo de su médico u oftalmólogo. Si siente alguna molestia inexplicada, cambio de visión, rjjez o le lloran los ojos, quiteSE inmediatamente las lentes y acuda al oftalmólogo.

Si tiene alguna pregunta sobre la información de este folleto, consulte a su médico u oftalmólogo.

## FRAŅCAIS - MODE D'EMPLOI

### À LIRE ATTENTIVEMENT ET À BIEN ASSIMILER

Assurez-vous de lire toutes les instructions de cette notice avant de porter vos nouveaux accessoires optiques. Vous pourrez ainsi profiter pleinement de votre nouveau look.

### Préparation

L'hygiène est primordiale. Toujours soigneusement se laver et se sécher les mains, pour enlever toute trace de substance pouvant contaminer ou abîmer les yeux, avant de manipuler les accessoires optiques. Toujours faire tremper les accessoires pendant au moins deux heures avant leur première utilisation dans une solution multifonction adéquate pour lentilles souples.

### Relookez-vous

S'assurer que les accessoires optiques ont été trempés avant de les porter. Prendre l'habitude de mettre d'abord la lentille de droite et de toujours différencier la lentille droite de la gauche.

Placer une lentille sur l'index et vérifier qu'elle est propre et dans le bon sens (c'est-à-dire qu'elle est en forme de bol). Repousser la paupière supérieure avec l'index et le majeur de la main gauche et tirer la paupière inférieure vers le bas avec le majeur de la main droite. En regardant directement l'œil dans un miroir, placer doucement et délicatement la lentille sur l'œil. Relâcher les paupières avec précaution, puis digner des yeux. Pour centrer la lentille, il est possible de faire un léger massage de la paupière. Lorsqu'elle est correctement posée, répéter la procédure pour l'autre œil.

### Retrait

Soigneusement se laver et se sécher les mains. Regarder vers le haut et tirer la paupière inférieure avec le majeur de la main droite. Placer l'index et le pouce de la même main de part et d'autre de la lentille, puis la faire glisser vers le bas sur le blanc de l'œil. Pincer délicatement la lentille et la retirer, en faisant attention à ne pas la pincer trop fort. Répéter pour l'autre œil.

### Port des lentilles

Les accessoires optiques sont uniquement destinés à un usage occasionnel. Vérifiez auprès de votre spécialiste avant de les porter tous les jours de manière prolongée. Votre spécialiste vous recommandera un programme approprié. Nous vous suggérons de ne porter les accessoires que pendant quatre heures le premier jour, puis d'augmenter le port de deux heures par jour jusqu'à ce que vous atteigniez la durée optimale. Si vous n'avez pas porté les lentilles pendant plusieurs jours, suivez les recommandations de port comme si vous les portiez pour la première fois. Rincez toujours les lentilles avant la pose et après le retrait avec une solution multifonction adéquate pour lentilles souples. Chaque fois que vous les avez portés, changez la solution multifonction pour lentilles souples pour la conservation vos accessoires optiques, en vous assurant de ne pas les abîmer ou en veillant à ce qu'ils ne se prennent pas dans l'étau. Si vous les portez peu fréquemment, n'oubliez pas de remplacer régulièrement la solution et de nettoyer l'étau quotidiennement.

Le nombre de jours d'utilisation des accessoires optiques est limité (voir boîte). Ils doivent être remplacés après ce délai une fois ouverts, indépendamment du nombre de fois qu'ils ont été portés.

### Sécurité

NE PAS porter les accessoires optiques s'ils sont endommagés. NE PAS partager les accessoires avec quelqu'un d'autre. NE PAS laisser de la laque ou tout autre produit cosmétique en aérosol entrer en contact avec les accessoires. NE PAS faire de sport nautique en portant les accessoires. NE PAS porter les accessoires en utilisant des médicaments ophtalmologiques. NE PAS nettoyer ou humidifier les accessoires ou l'étau avec de l'eau, de la salive ou tout produit d'entretien ménager. TOUJOURS retirer les accessoires avant de se coucher. TOUJOURS poser les lentilles avant de se maquiller. TOUJOURS retirer les lentilles avant de se démaquiller. TOUJOURS remplacer les accessoires si les yeux rougissent ou s'irritent, ou en cas de gêne ou de douleur, puis demander conseil à un spécialiste.

### Informations importantes

Notez que les accessoires optiques n'ont pas pour but de corriger les défauts visuels et ne sont destinés qu'à changer la couleur des yeux. Si les problèmes suivants vous affectent, vous NE DEVEZ PAS porter les accessoires :

Dystrophie cornéenne Ulcère cornéen Inflammation de la cornée, par ex. kératite Inflammation de l'œil, par ex. iritis, uvérite Allergies oculaires Tout problème oculaire préexistant

En cas de doute, veuillez demander conseil à un spécialiste ou un médecin.

Les accessoires optiques conviennent aux yeux sains et normaux. En cas de doute quant à votre situation, consultez un spécialiste ou un médecin.

### Pose et entretien

Il est recommandé de consulter un spécialiste pour vérifier que le produit convient et pour obtenir des conseils pratiques sur le port et le retrait du produit (la consultation peut être facturée). Passez régulièrement des examens de santé et suivez les conseils de votre spécialiste ou de votre médecin. Si vous ressentez une gêne inexplicable, ou qu'un larmoiement, une distorsion visuelle ou un rougissement survient, retirez les lentilles immédiatement et demandez conseil à un spécialiste. Si vous avez des questions ou des préoccupations par rapport aux informations contenues dans cette notice, veuillez consulter votre spécialiste ou médecin.

## BRUKSANVISNING

**LÄS INSTRUKTIONERNA NOGRANT OCH FÖRSÄKRA DIG OM ATT DU FÖRSTÄR DEM**

Läs igenom instruktionerna i den här broschyren innan du börjar använda dina nya kontaktlinser. Genom att följa instruktionerna får du ut det mesta av din nya look.

### Förberedelser :

God hygien är en mycket viktig del av förberedelserna. Innan du hanterar kontaktlinser ska du alltid tvätta och torka händerna ordentligt ( för att avlägsna spår av smuts och sådant som kan orsaka skador ). Lät alltid kontaktlinserna ligga i linsvätska minst två timmar före första användningen.

### Få den look du vill ha

Försäkra dig om att kontaktlinserna har legat i vätskan innan du använder dem första gången. Försök att göra det till en vana att alltid sätta i höger lins först och var noga med att alltid skilja på höger och vänster lins. Placera en kontaktlins på pekfingeret och kontrollera att den är ren och vänd åt rätt håll (försäkra dig om att den har en naturlig skivkantande form). Håll upp det övre ögonlocket med vänster hands pekfinger och långfinger samtidigt som du håller ner det nedre ögonlocket med höger hands långfinger. Rikta blicken rakt in i spegeln och placera lugnt och försiktigt kontaktlinsen på ögat. Stipp försiktigt ögonlocken och blinka. Du kan gnugga ögonlocket försiktigt så att linsern hamnar i mitten av ögat. När du är säker på att den sitter rätt upprepa du proceduren för det andra ögat.

### Ta ur linserna

Tvätta och torka händerna ordentligt. Titta uppåt och håll ned det nedre ögonlocket med höger hands långfinger. Placera samma hands pekfinger och tumme på varsin sida om linsen och låt den glida ner till ögonvitan. Nyp försiktigt tag i linsen och lyft bort den från ögat, men var försiktig så att du inte ryper för hårt. Upprepa proceduren för det andra ögat.

### Instruktioner för användning

Kontaktlinserna är endast avsedda för användning då och då. Rådgröd med din optiker innan du använder linserna varje dag under längre perioder. Din optiker ger dig råd om hur ofta du kan använda linserna. Vi rekommenderar att du endast använder kontaktlinserna fyra timmar första gången och ökar tiden med två timmar varje dag tills du när den optimala tiden för användning. Om du inte har använt kontaktlinserna på flera dagar bör du följa de rekommendationer för användning som gäller nya användare.

Skölj alltid linserna innan du använder dem och när du har tagit ur dem. Använd en lämplig allroundvätska för mjuka linser. Efter varje användning ska du alltid förvara kontaktlinserna i fräsch allroundvätska för mjuka linser. Var försiktig så att du inte skadar eller repar kontaktlinserna när du förvarar dem i inusetiet. Om du inte använder linserna ofta är det viktigt att komma ihåg att med jämna mellanrum byta linsvätskan de ligger i mot fräsch linsvätska och att varje dag rengöra inusetiet som linserna förvaras i. Kontaktlinserna får användas ett maximalt antal dagar (se etiketten på förpackningen) och ska bytas när denna tid gått efter att förpackningen har brutits oavsett av hur många gånger de har använts.

### Säkerhet

Använd INTE kontaktlinserna om de verkar vara skadade. Dela INTE kontaktlinserna med någon annan. Lät INTE härspejg eller andra kosmetiska aerosolsprejer komma i kontakt med kontaktlinserna. Deltag INTE i några vattensporter när du använder kontaktlinserna. Använd INTE kontaktlinserna om du använder läkemedel för ögonen. Använd INTE krantvatten, saliv eller någon typ av rengöringsmedel för att rengöra eller fukta kontaktlinserna eller inusetiet. TA ALLTID ur kontaktlinserna innan du går och lägger dig. Sätt ALLTID i kontaktlinserna innan du lägger make-up. TA ALLTID ur kontaktlinserna innan du tar bort make-up. Byt ALLTID kontaktlinser om dina ögon blir röda eller irriterade, eller om du känner obehag eller smärta, och kontakta en legitimerad optiker.

### Viktig information

Observera att kontaktlinserna inte är avsedda att korrigera synfel av något slag och endast är avsedda för kosmetiskt bruk för att ändra ögonfärg.

Om du lider av något av följande SKADU INTE använda dessa kontaktlinser:

Dystrofi i hornhinnan Sår på hornhinan Inflammation i hornhinnan, tex. keratit Inflammation i ögat, tex. irit, uveit Allergiska ögonökningar Eventuella tidigare problem med ögonen

Vid tvekan rådgröd du ytterligare med en ögonläkare.

### Upprövning och eftervård

Vi rekommenderar att du rådgröd med din optiker så att du är säker på att kontaktlinserna är lämpliga för dig och för att få praktiska råd om hur du använder och tar ur linserna. Gö alltid på regelbundna ögonkontroller och följ de råd du får av din ögonläkare eller optiker. Om du upplever ett oförklarligt obehag, tråde ögon, synförändringar eller röda ögon ska du omedelbart ta ur kontaktlinserna och kontakta en legitimerad optiker.

Om du har frågor eller funderingar som rör informationen i den här broschyren rådgröd du med din ögonläkare eller optiker.