



Good mask GM2 respirátor FFP2

Produktový kód: GM2-FFP2

Respirátor třídy FFP2 určený k ochraně jeho uživatele filtrací vdechovaného vzduchu a ke snížení rizika infekce mezi osobami. Účinnost filtrace je nejméně 95 %.

Jedná se o zdravotnický prostředek dle směrnice 93/42/EHS a současně o osobní ochranný prostředek dle nařízení 2016/425. Výrobek je opatřen označením CE zaručujícím shodu s požadavky platných právních předpisů.

Vlastnosti

Jednorázové použití
Příjemný a komfortní
Barva: Bílá
Materiál: netkaná látka
Třída ochrany: FFP2
Stupeň filtrace: $\geq 95\%$
Velikost : univerzální

Balení

10 kusů
50 kusů

Výrobce

Good mask s.r.o.
Balbínova 1/529
120 00 Praha 2



Vyrobeno v České republice 

Návod k použití



Respirátor rozevřete a vytvarujte pro obličej

Před nasazením respirátoru použijte dezinfekci na bázi alkoholu nebo si umyjte ruce mýdlem a vodou



Přiložte respirátor k obličej

Nasaďte upínací pásky za uši



Proveďte těsnost respirátoru a přimáčkněte kolem nosu

